

# Short Instruction


IMM1002\_SI.VER11.2022-05-16



Article no.	Description	Size (mm) (open on the width)
IM130DR	MultiGlide vertical XXL w/handles	W1300xL800
IM160DR	MultiGlide vertical XXXL w/handles	W1600xL800
IM200DR	MultiGlide vertical XXXXL w/handles	W2000xL700

MultiGlide w/handles

**immedia**  
by Etac



**GB:**

**Material:**  
Nylon.

**Never try to repair a product yourself.  
Never use a defective product.**

**Washing instructions:**

Recommended to wash the product before use.  
Do not use fabric softener – as this will reduce the glide effect.  
This product can be cleaned with a solvent-free cleaning agent with a pH level between 5-9, or a 70% disinfection solution.

The product should be checked regularly, preferably each time it is used and especially after wash. Check that there is no damage to seams or fabric.

**SV:**

**Material:**  
Nylon.

**Försök aldrig reparera en produkt själv.  
Använd aldrig en defekt produkt.**

**Tvättinstruktioner:**

Tvätt rekommenderas före användning.  
Använd inte sköljmedel eftersom det minskar glideffekten.  
Produkten kan rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% tvättisprit

Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den har använts och särskilt efter tvätt. Kontrollera att sömmar och tyg inte är skadade.

**NO:**

**Materiale:**  
Nylon.

**Du må aldri forsøke å reparere produktet selv.  
Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes.**

**Vaskeinstruks:**

Det anbefales og vaske produktet før bruk.  
Ikke bruk tøyemykner da det reduserer glideeffekten.  
Produktet kan vaskes med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5-9. Eller den kan desinfiseres med maks 70% konsentrasjon.

Produktet skal kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis ved hver bruk, og ekstra nøye etter vask. Kontroller at sømmer og stoff ikke er skadet.

**DA:**

**Materiale:**  
Nylon.

**Reparér aldrig selv et produkt.  
Et defekt produkt må ikke anvendes.**

**Vaskeinstruktion:**

Anbefales, at vaske produktet før brug.  
Anvend ikke skyllemiddel - dette vil nedsætte glideevnen.  
Produktet kan rengøres med et opløsningsmiddelfrit rengøringsmiddel med et pH niveau mellem 5-9 eller med 70% desinfektionsopløsning.

Produktet skal kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang før brug.  
Vær specielt omhyggelig efter vask. Kontrollér at der ikke er skader ved sømme og stof.


**FI:**

**Materiaali:**  
Nylon.

**RÄlä koskaan yritä korjata tuotetta itse.  
Viallista tuotetta ei saa käyttää.**

**Pesuohjeet:**

Tuotteen pesu ennen käyttöä on suositeltavaa.  
Älä käytä huuhteluainetta, sillä se heikentää liukumisominaisuuksia.  
Tuote voidaan puhdistaa pesuaineella, joka ei sisällä liuottimia ja jonka pH on 5–9, tai 70-prosenttisella desinfiointiaineella.  
Tuote on tarkistettava säännöllisesti, mieluiten joka kerta kun sitä käytetään ja erityisesti pesun jälkeen. Tarkista, ettei saumoissa tai kankaassa ole vaurioita.



**DE:**  
**Material:**  
Nylon.

**Niemals versuchen, ein Produkt eigenhändig zu reparieren.**  
**Verwenden Sie niemals ein defektes Produkt.**

**Waschanleitung:**

Das Waschen des Produktes vor der Anwendung wird empfohlen. Keinen Weichspüler verwenden, weil sich dadurch der Gleiteffekt verschlechtert. Das Produkt kann mit einem lösungsmittelfreien Mittel mit einem pH-Wert von 5-9 oder einer 70% - Desinfektionslösung gereinigt werden. Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, möglichst bei jeder Verwendung und vor allem nach dem Waschen. Es ist sicherzustellen, dass an Nähten oder im Stoff keinerlei Schäden vorliegen.

**NL:**  
**Material:**  
Nylon.

**Probeer een product nooit zelf te repareren.**  
**Gebruik nooit een defect product.**

**Wasinstructies:**

We adviseren om het product voor gebruik te wassen. Gebruik geen wasverzachter, aangezien het glijeffect daardoor zal verminderen. Dit product kan worden gereinigd met een reinigingsmiddel dat geen oplosmiddel bevat en een pH-waarde tussen 5 en 9 heeft. U kunt ook een ontsmettingsmiddel met een concentratie van 70% gebruiken. Het product moet regelmatig worden gecontroleerd, bij voorkeur voor elk gebruik, en met name na het wassen. Controleer op schade aan de naden en de stof.

**FR:**  
**Matériaux :**  
Nylon.

**N'essayez jamais de réparer un produit vous-même.**  
**N'utilisez jamais un produit défectueux.**

**Instructions de lavage :**

Il est recommandé de laver le produit avant la première utilisation. N'utilisez pas d'adoucissant - cela réduirait l'effet de glissement. Le produit peut être nettoyé avec un agent nettoyant sans solvant, de pH compris entre 5 et 9, ou une solution désinfectante diluée à 70 %.

Le produit doit être vérifié régulièrement, de préférence chaque fois qu'il est utilisé, et surtout après un lavage. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage au niveau des coutures ou du tissu.

**IT:**  
**Materiale:**  
Nylon.

**Non tentare mai di riparare un prodotto da soli.**  
**Non utilizzare mai un prodotto difettoso.**

**Istruzioni di lavaggio:**

Si consiglia di lavare il prodotto prima dell'uso. Non usare ammorbidente: riduce l'effetto di scorrimento. Lavare il prodotto utilizzando un detergente privo di solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.

Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato e in particolare dopo il lavaggio. Controllare che non vi siano lacerazioni alle cuciture o al tessuto.

**ES:**  
**Materiales:**  
Nylon.

**No intente reparar usted mismo el producto.**  
**No utilice nunca un producto defectuoso.**

**Instrucciones de limpieza:**


Se recomienda lavar el producto antes de usarlo. No utilice suavizante, ya que este reduce el efecto deslizante. El producto se puede limpiar con un agente limpiador sin disolventes con un nivel de pH entre 5-9, o una solución de desinfección al 70 %.

El producto debería revisarse con regularidad, preferentemente cada vez que se use y, especialmente, después de haberlo lavado. Compruebe que las costuras o el tejido no estén dañados.

# Illustrations



1



2



3

## Check



Etac Immedia A/S  
Parallelvej 3  
DK-8751 Gedved  
[www.etac.com](http://www.etac.com)



MultiGlide w/handles

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities