

Le Metro de Convoid

Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande

de compte: _____

de commande: _____

Date: _____

Contact: _____ ATP/RTS: _____

Veuillez aviser: _____

Facturer à:	Envoyer à:
Adresse:	Adresse:
Ville/province/code postal:	
Téléphone:	Ville/province/code postal:
Courriel:	Téléphone:

Caractéristiques standards du Metro:

- Pneus avant de 7.5 x 2" et pneus arrière pleins de 11.5 x 2.5" (ME12/14/16)
- Roues arrière Rolko à relâchement rapide (ME12/14/16)
- Pneus avant 8" et pneus arrière pleins de 11" (ME18)
- Serrures à roues
- Appui-pieds ajust. et pivotants
- Inclinaison fixe de 30°
- Châssis argenté (application poudrée)
- Ceinture de positionnement à 2 morceaux
- Fabriqué aux États-Unis

Modèles standards:

<input type="checkbox"/> Metro ME12 - C901402	Prix
<input type="checkbox"/> Metro ME14 - C901400	\$1,443
<input type="checkbox"/> Metro ME16 - C901335	\$1,443
<input type="checkbox"/> Metro ME18 - C903127	\$1,443

Tous les prix sont en devise canadienne

Couleur du revêtement

- Rouge cerise
 Bleu royal

Prix
0\$
0\$

ME12	ME14	ME16	ME18
C903850	C903850	C903850	C903850
C903855	C903855	C903855	C903855

Options de pneus

- Pneus arrière pleins, à crampons de 12.5"
 Pneus avant de 7.5" x 2" avec pneus arrière pneumatiques à crampons de 12.5"
 Pneus avant striés de 8"x2" avec pneus arrière pleins, à crampons de 12.5"
 Pneus avant striés de 8"x2" avec pneus arrière pneumatiques, à crampons de 12.5"

Prix
\$272
\$409
\$409
\$409

ME12	ME14	ME16	ME18
C904117	C904117	C904117	
C904118	C904118	C904118	
			C903084
			C903083

Articles transitoires requis

- Option transitoire (dois être installé par le fabricant)
 Extension pour l'appui-tête
 Ceinture de positionnement à 3-points
 Positionneurs de pieds - choisir une option ci-bas:
 Positionneurs de pieds - petit 7" - 10" (la paire)
 Positionneurs de pieds - moyen 8" - 11" (la paire)
 Positionneurs de pieds - grand 9" - 12" (la paire)

Prix
\$275
\$179
\$68
\$215
\$215
\$215

ME12	ME14	ME16	ME18
C901403	C901401	C901336	C903128
C903263	C903264	C903265	C903266
C904017	C904017	C904017	C904017
C903415	C903415	C903415	C903415
C903416	C903416	C903416	C903416
C903417	C903417	C903417	C903417

Options transitoires

- Ceinture à cuisses *Q'Straint*
 Ceinture de transition à cuisses *Sure-Lok*

Prix
\$123
\$123

ME12	ME14	ME16	ME18
C903094	C903094	C903094	C903094
C903232	C903232	C903232	C903232

Accessoires

- Poche de voyage pour fauteuil roulant
 Panier de rangement (sous le siège) - inclinaison fixe

Prix
\$282
\$93

ME12	ME14	ME16	ME18
C902022	C902022	C902022	C902022
C904046	C904047	C904047	C904048

L'option du Metro transitoire inclut quatre ancrés à fauteuil roulant à des fins de transportation installées par le fabricant. Ce modèle fut testé contre les chocs et se conforme aux standards du RESNA. Les poids du dispositif du test anthropomorphe vont comme suit: ME12: 66 lb/30kg; ME14: 100 lb/45.5kg/ME16 et ME18: 170 lb/77 kg. □ Le Metro par Convoid fut testé lorsqu'équipé d'un support crânien et d'une ceinture à cuisses pelvienne (ancrée au fauteuil roulant), se conformant donc à la section 18 du RESNA WC4:2012. Convoid ne peut garantir ou supposer quoi que ce soit qui soit en lien avec les performances et/ou la sécurité des accessoires et/ou des options de fauteuil qui ne furent pas testés.

Tarifs d'expédition standard: au sol \$69 • Pour les tarifs d'expédition accélérée, veuillez appeler le 1-844-876-6245 ou email convoidsales.us@etac.com

2830 rue California., Torrance, CA 90503 • 1-844-876-6245, 310-618-0111 • Fax: 310-618-2166

Les prix sont en devise canadienne et sont sous réserve de modifications, usine d'envoi: Torrance, Californie.

En vigueur: 6/1/2022

Convoid
 2830 rue California
 Torrance, CA 90503
 1 844-US-MOBILITY (844-876-6245)
www.etac.us.com

OF2002-FRE-REV.04

