

R82 Rabbit Up str. 1

Bruker : _____

Terapeut : _____


HMS: _____


Dato : _____

Mail: _____

Telefon: _____

Beskrivelse		Str	Artikkelnr.	
Mobilt ståstativ	Drivhjul 22 gul	Str 1		<input type="checkbox"/>
Rabbit Up	Drivhjul 24 gul	Str 1	3286321	<input checked="" type="checkbox"/>
	Drivhjul 26 gul	Str 1		<input type="checkbox"/>





Standard konfigurasjon












Standardutførelse











Chassis:	Aluminium
Bryststøtte:	Inkl. festereim
Hoftestøtte:	Inkl. festereim
Knestøtter:	str.1 faste, str.2-4 formbare
Hælstoppere:	Justerbare
Hjul:	Drivhjul QR, 22",24",26",29",32",36" med brems og lukket drivring. Framhjul/bakhjul: Plast 75 mm, låsbare.
Fotplate:	Høyde og vinkeljusterbar, mål 31x30 cm (str 1), 43x36 cm (str 2-4)
Eikebeskyttere:	Klar plast
Drivringer:	Svart aluminium
Farge:	Str.1 gul Str.2 blå Str.3 grå Str.4 sølv

Std. tilbehør er **uthevet** og med X i avkrysningsfelt

Tilbehør

Artikkel	Art nr	HMS nr.
----------	--------	---------


Camberkit		Standard, 0°	31134200	<input checked="" type="checkbox"/>	
		+3/-3°	31134201	<input type="checkbox"/>	
		+6/-6°	31134202	<input type="checkbox"/>	
<hr/>					
Lekekasse med lokk BxHxDJ 31x9x10		one size	31862501	<input type="checkbox"/>	
<hr/>					
Bord		plast, grått 44x34 cm	one size	31862515	<input type="checkbox"/>
		Hurtigfeste, grå plast 49x38 cm	Smal mod.	NO31A89220-01	<input type="checkbox"/>
		Hurtigfeste, grå plast 59x45 cm	Bred mod.	NO31A89220-2	<input type="checkbox"/>
<hr/>					
Forlengerdel til Sentersøylen 80 mm		one size	31861480	<input type="checkbox"/>	
<hr/>					
Mageplate		one size	31861411	<input type="checkbox"/>	
<hr/>					
Rygg/rumpestøtte		one size	31861401	<input type="checkbox"/>	
<hr/>					
Stangsystem til hodestøtte		20 cm	str 1-2	31861424-3	<input type="checkbox"/>
		33 cm	str 3-4	31861424-4	
		For hodestøtte, se egen protokoll			
<hr/>					
Bryststøtte			str.1, fast	31861701	<input checked="" type="checkbox"/>
		20-27 x 7,5 x 11 cm	str 1	31861704	<input type="checkbox"/>
		20-27 x 7,5 x 11 cm	str 2-3	31861702	<input type="checkbox"/>
		25-32 x 10,5 x 16 cm	str 4	31861703	<input type="checkbox"/>
<hr/>					
Bryststøtte, tykk polstring formbar			str 1	31861801	<input type="checkbox"/>
			str 2-3	31861802	<input type="checkbox"/>
			str 4	31861803	<input type="checkbox"/>
<hr/>					
Hoftestøtte, foran			str 1	31861601	<input checked="" type="checkbox"/>
			str 2+3	31861602	<input type="checkbox"/>

			str 4	31861603	<input type="checkbox"/>
Hoftestøtte med rotasjon			str 1 str 2-3 str 4	31861611 31861612 31861613	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hoftestøtte, bak			str 1 str 2+3 str 4	31861501 31861502 31861503	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hoftestøtte omsluttende					
Small: Omkrets 47-64 cm, H 8,5 cm			Small	31861610	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Medium: Omkrets 67-78 cm, H 11 cm			Medium	31861620	
Large: Omkrets 87-114 cm, H 14 cm			Large	31861630	
Bryststøtte omsluttende		Mål indre omkrets			
		47-64 cm	Small	31861810	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		67-78 cm	Medium	31861820	
		87-114 cm	Large	31861830	
Trekk til omsluttende brysstøtte			Small Medium Large	31869810-160 31869820-260 31869830-360	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Mellomstykke		S 5,5x11 cm L 5,5x16 cm	str 2-4 str 2-4	31861421 31861422	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Knestøtte			str 1 str 2+3 str 4	31861301 31861302 31861303	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Knestøtte hengslett			str 1 str 2+3 str 4	31861311 31861312 31861313	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Formede fotplater		17,5 cm	str 0	3186149	<input type="checkbox"/>


	21,5 cm	str 1+2	3186147	<input type="checkbox"/>
	24 cm	str 3	3186148	<input type="checkbox"/>


Fotreimer, par 	borrelås	3185102	<input type="checkbox"/>
	plastspenne	3185096	<input type="checkbox"/>


Flip-opp sandal til fotplate 	str 1	31861221	<input type="checkbox"/>
	str 2-3	31861222	<input type="checkbox"/>
	str 4	31861223	<input type="checkbox"/>

Delte fotplater med flip-opp sandaler 	str 1	31861201	<input type="checkbox"/>
	str 2-3	31861202	<input type="checkbox"/>

Hælstopper 	BxH 10x4 cm	small	31861251	<input checked="" type="checkbox"/>
	BxH 14,5x4 cm	large	31861252	<input type="checkbox"/>

Fotplate 	31 x 30 cm	Str 1	31861211	<input checked="" type="checkbox"/>
	43 x 36 cm	Str 2,3,4	31861212	<input type="checkbox"/>

Drivhjul QR Lukket drivring 	22"	31134209	<input type="checkbox"/>
	24"	31134210	<input type="checkbox"/>
	26"	31134211	<input type="checkbox"/>
	29"	31134212	<input type="checkbox"/>
	32"	31134213	<input type="checkbox"/>
	36"	31134214	<input type="checkbox"/>

Åpen drivring 	22"	31134204	<input type="checkbox"/>
	24"	31134205	<input checked="" type="checkbox"/>
	26"	31134206	<input type="checkbox"/>
	29"	31134219	<input type="checkbox"/>
	32"	31134207	<input type="checkbox"/>
	36"	31134208	<input type="checkbox"/>

Notatfeld

R82 Rabbit Up str. 2

Bruker : _____

Terapeut : _____

HMS: _____

Dato : _____

Mail: _____

Telefon: _____

Beskrivelse	Str	Artikkel nr.
Mobilt Ståstøtte	Drivhjul 26 blå	Str 2
Rabbit Up	Drivhjul 29 blå	Str 2
	Drivhjul 32 blå	Str 2
		3286322

X













Standard konfigurasjon


Chassis:	Aluminium
Bryststøtte:	Inkl. festereim
Hoftestøtte:	Inkl. festereim
Knestøtter:	str.1 faste, str.2-4 formbare
Hælstoppere:	Justerbare
Hjul:	Drivhjul QR, 22",24",26",29",32",36" med trommelbrems og åpen driving Framhjul/bakhjul: Plast 75 mm, låsbare.
Fotplate:	Høyde og vinkeljusterbar, mål 31x30 cm (str 1), 43x36 cm (str 2-4)
Eikebeskyttere:	Klar plast
Drivringer:	Svart aluminium
Farge :	Str.1 gul Str.2 blå Str.3 grå Str.4 silver


Std. tilbehør er **uthevet** og med X i avkrysningsfelt


Tilbehør


Artikkel	Art nr	HMS nr.
----------	--------	---------


Camberkit		Standard, 0°	31134200	<input checked="" type="checkbox"/>	
		+3/-3°	31134201	<input type="checkbox"/>	
		+6/-6°	31134202	<input type="checkbox"/>	
Lekekasse med lokk BxHxDJ 31x9x10		str 1-4 one size	31862501	<input type="checkbox"/>	
Bord		plast, grått 44x34 cm	stl 1-4 one size	31862515	<input type="checkbox"/>
		Hurtigfeste, grå plast 49x38 cm	Smal mod.	NO31A89220-01	<input type="checkbox"/>
		Hurtigfeste, grå plast 59x45 cm	Bred mod.	NO31A89220-2	<input type="checkbox"/>
Forlengerdel til Sentersøylen 80 mm		one size	31861480	<input type="checkbox"/>	
Mageplate		one size	31861411	<input type="checkbox"/>	
Rygg/rumpestøtte		one size	31861401	<input type="checkbox"/>	
Stangsystem til hodestøt		20 cm	str 1-2	31861424-3	<input type="checkbox"/>
		33 cm	str 3-4	31861424-4	<input type="checkbox"/>
		For hodestøtte, se egen protokoll			
Bryststøtte			str.1, fast	31861701	<input type="checkbox"/>
		20-27 x 7,5 x 11 cm	str 1	31861704	<input type="checkbox"/>
		20-27 x 7,5 x 11 cm	str 2-3	31861702	<input checked="" type="checkbox"/>
		25-32 x 10,5 x 16 cm	str 4	31861703	<input type="checkbox"/>
Brystøtte, tykk polstring formbar			str 1	31861801	<input type="checkbox"/>
			str 2-3	31861802	<input type="checkbox"/>
			str 4	31861803	<input type="checkbox"/>


Hoftestøtte, foran		str 1	31861601	<input type="checkbox"/>
		str 2+3	31861602	<input checked="" type="checkbox"/>
		str 4	31861603	<input type="checkbox"/>


Hoftestøtte med rotasjon		stl 1	31861611	<input type="checkbox"/>
		stl 2-3	31861612	<input type="checkbox"/>
		stl 4	31861613	<input type="checkbox"/>


Hoftestøtte, bak		stl 1	31861501	<input type="checkbox"/>
		stl 2+3	31861502	<input type="checkbox"/>
		stl 4	31861503	<input type="checkbox"/>


Hoftestøtte omsluttende		Small: Omkrets 47-64 cm, H 8,5 cm	Small	31861610	<input type="checkbox"/>
		Medium: Omkrets 67-78 cm, H 11 cm	Medium	31861620	<input type="checkbox"/>
		Large: Omkrets 87-114 cm, H 14 cm	Large	31861630	<input type="checkbox"/>









Bryststøtte omsluttende		Mål indre omkrets			
		47-64 cm	Small	31861810	<input type="checkbox"/>
		67-78 cm	Medium	31861820	<input type="checkbox"/>
		87-114 cm	Large	31861830	<input type="checkbox"/>

Trekk til omsluttende brysstøtte		Small	31869810-160	<input type="checkbox"/>
		Medium	31869820-260	<input type="checkbox"/>
		Large	31869830-360	<input type="checkbox"/>

Mellomstykke		S 5,5x11 cm	stl 2-4	31861421	<input type="checkbox"/>
		L 5,5x16 cm	stl 2-4	31861422	<input type="checkbox"/>

Knestøtte		str 1	31861301	<input type="checkbox"/>
		str 2+3	31861302	<input checked="" type="checkbox"/>
		str 4	31861303	<input type="checkbox"/>

Knestøtte hengslet		str 1	31861311	<input type="checkbox"/>
		str 2+3	31861312	<input type="checkbox"/>

			str 4	31861313	<input type="checkbox"/>
<hr/>					
Formede fotplater		17,5 cm	str 0	3186149	<input type="checkbox"/>
		21,5 cm	str 1+2	3186147	<input type="checkbox"/>
		24 cm	str 3	3186148	<input type="checkbox"/>
<hr/>					
Fotreimer, par			borrelås	3185102	<input type="checkbox"/>
			plastspenne	3185096	<input type="checkbox"/>
<hr/>					
Flip-opp sandal til fotplate			str 1	31861221	<input type="checkbox"/>
			str 2-3	31861222	<input type="checkbox"/>
			str 4	31861223	<input type="checkbox"/>
<hr/>					
Delte fotplater med flip-opp sandaler			str 1	31861201	<input type="checkbox"/>
			str 2-3	31861202	<input type="checkbox"/>
<hr/>					
Hælstopper		BxH 10x4 cm	small	31861251	<input checked="" type="checkbox"/>
		BxH 14,5x4 cm	large	31861252	<input type="checkbox"/>
<hr/>					
Brystplate		B x D x H			
		20-27 x 7,5 x 11 cm	str 1	31861704	<input type="checkbox"/>
		20-27 x 7,5 x 11 cm	str 2-3	31861702	<input checked="" type="checkbox"/>
		25-32 x 10,5 x 16 cm	str 4	31861703	<input type="checkbox"/>
<hr/>					
Fotplate		31 x 30 cm	Str 1	31861211	<input type="checkbox"/>
		43 x 36 cm	Str 2,3,4	31861212	<input checked="" type="checkbox"/>
<hr/>					
Drivhjul QR					
Lukket drivring			22"	31134209	<input type="checkbox"/>



24"	31134210
26"	31134211
29"	31134212
32"	31134213
36"	31134214

Åpen drivring



22"	31134204
24"	31134205
26"	31134206
29"	31134219
32"	31134207
36"	31134208

X

Notatfelt

R82 Rabbit Up str. 3

Bruker : _____

Terapeut : _____

HMS: _____

Dato : _____

Mail: _____

Telefon: _____

Beskrivelse		Str.	Artikkelnr.
Mobilt Ståstativ	Drivhjul 26 grå	Str 3	
Rabbit Up	Drivhjul 29 grå	Str 3	
	Drivhjul 32 grå	Str 3	3286323

X













Standard konfigurasjon


Chassis:	Aluminium
Bryststøtte:	Inkl. festereim
Hoftestøtte:	Inkl. festereim
Knestøtter:	str.1 faste, str.2-4 fornbare
Hælstoppere:	Justerbare
Hjul:	Drivhjul QR, 22",24",26",29",32",36" med trommelbrems og åpen driving Framhjul/bakhjul: Plast 75 mm, låsbare.
Fotplate:	Høyde og vinkeljusterbar, mål 31x30 cm (str 1), 43x36 cm (str 2-4)
Eikebeskyttere:	Klar plast
Drivringer:	Svart aluminium
Farge :	Str.1 gul Str.2 blå Str.3 grå Str.4 silver

Std. tilbehør er **uthevet** og med X i avkrysningsfelt


Tilbehør


Artikkel	Art nr
----------	--------


Camberkit		Standard, 0°	31134200	<input checked="" type="checkbox"/>	
		+3/-3°	31134201	<input type="checkbox"/>	
		+6/-6°	31134202	<input type="checkbox"/>	
<hr/>					
Lekekasse med lokk BxHxDJ 31x9x10		stl 1-4 one size	31862501	<input type="checkbox"/>	
<hr/>					
Bord		plast, grått 44x34 cm	stl 1-4 one size	31862515	<input type="checkbox"/>
		Hurtigfeste, grå plast 49x38 cm	Smal mod.	NO31A89220-01	<input type="checkbox"/>
		Hurtigfeste, grå plast 59x45 cm	Bred mod.	NO31A89220-2	<input type="checkbox"/>
Forlengerdel til Setersøylen 80 mm		one size	31861480	<input type="checkbox"/>	
<hr/>					
Mageplate		one size	31861411	<input type="checkbox"/>	
<hr/>					
Rygg/rumpestøtte		one size	31861401	<input type="checkbox"/>	
<hr/>					
Stangsystem til hodestøt		20 cm	str 1-2	31861424-3	<input type="checkbox"/>
		33 cm	str 3-4	31861424-4	
		For hodestøtte, se egen protokoll			
Bryststøtte			str.1, fast	31861701	<input type="checkbox"/>
		20-27 x 7,5 x 11 cm	str 1	31861704	<input type="checkbox"/>
		20-27 x 7,5 x 11 cm	str 2-3	31861702	<input checked="" type="checkbox"/>
		25-32 x 10,5 x 16 cm	str 4	31861703	<input type="checkbox"/>
Bryststøtte, tykk polstring formbar			str 1	31861801	<input type="checkbox"/>
			str 2-3	31861802	<input type="checkbox"/>
			str 4	31861803	<input type="checkbox"/>


Hoftestøtte, foran		str 1	31861601	<input type="checkbox"/>
		str 2+3	31861602	<input checked="" type="checkbox"/>
		str 4	31861603	<input type="checkbox"/>


Hoftestøtte med rotasjon		stl 1	31861611	<input type="checkbox"/>
		stl 2-3	31861612	<input type="checkbox"/>
		stl 4	31861613	<input type="checkbox"/>


Hoftestøtte, bak		stl 1	31861501	<input type="checkbox"/>
		stl 2+3	31861502	<input type="checkbox"/>
		stl 4	31861503	<input type="checkbox"/>

Hoftestøtte omsluttende		Small: Omkrets 47-64 cm, H 8,5 cm	Small	31861610	<input type="checkbox"/>
		Medium: Omkrets 67-78 cm, H 11 cm	Medium	31861620	<input type="checkbox"/>
		Large: Omkrets 87-114 cm, H 14 cm	Large	31861630	<input type="checkbox"/>









Bryststøtte omsluttende		Mål indre omkrets			
		47-64 cm	Small	31861810	<input type="checkbox"/>
		67-78 cm	Medium	31861820	<input type="checkbox"/>
		87-114 cm	Large	31861830	<input type="checkbox"/>

Trekk til omsluttende bryststøtte		Small	31869810-160	<input type="checkbox"/>
		Medium	31869820-260	<input type="checkbox"/>
		Large	31869830-360	<input type="checkbox"/>

Mellomstykke		S 5,5x11 cm	stl 2-4	31861421	<input type="checkbox"/>
		L 5,5x16 cm	stl 2-4	31861422	<input type="checkbox"/>

Knestøtte		str 1	31861301	<input type="checkbox"/>
		str 2+3	31861302	<input checked="" type="checkbox"/>
		str 4	31861303	<input type="checkbox"/>

Knestøtte hengslet		str 1	31861311	<input type="checkbox"/>
		str 2+3	31861312	<input type="checkbox"/>

			str 4	31861313	<input type="checkbox"/>
<hr/>					
Formede fotplater		17,5 cm 21,5 cm 24 cm	str 0 str 1+2 str 3	3186149 3186147 3186148	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<hr/>					
Fotreimer, par			borrelås plastspenne	3185102 3185096	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<hr/>					
Flip-opp sandal til fotplate			str 1 str 2-3 str 4	31861221 31861222 31861223	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<hr/>					
Delte fotplater med flip-opp sandaler			str 1 str 2-3	31861201 31861202	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<hr/>					
Hælstopper		BxH 10x4 cm BxH 14,5x4 cm	small large	31861251 31861252	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<hr/>					
Brystplate		B x D x H 20-27 x 7,5 x 11 cm 20-27 x 7,5 x 11 cm 25-32 x 10,5 x 16 cm	str 1 str 2-3 str 4	31861704 31861702 31861703	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<hr/>					
Fotplate		31 x 30 cm 43 x 36 cm	Str 1 Str 2,3,4	31861211 31861212	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<hr/>					
Drivhjul QR Stängd drivring			22"	31134209	<input type="checkbox"/>



24"	31134210
26"	31134211
29"	31134212
32"	31134213
36"	31134214

Öppen drivring



22"	31134204
24"	31134205
26"	31134206
29"	31134219
32"	31134207
36"	31134208

X

Notatfelt

R82 Rabbit Up str. 4

Bruker : _____

Terapeut : _____

HMS: _____

Dato : _____

Mail: _____

Telefon: _____

Beskrivelse		Str	Artikkel nr.	
Mobilt Ståstativ	Drivhjul 32 sølv	Str 4		<input type="checkbox"/>
Rabbit Up	Drivhjul 36 sølv	Str 4	3286324	<input checked="" type="checkbox"/>













Standard konfigurasjon


Chassis:	Aluminium
Bryststøtte:	Inkl. festereim
Hoftestøtte:	Inkl. festereim
Knestøtter:	str.1 faste, str.2-4 fornbare
Hælstoppere:	Justerbare
Hjul:	Drivhjul QR, 22",24",26",29",32",36" med trommelbrems og åpen driving Framhjul/bakhjul: Plast 75 mm, låsbare.
Fotplate:	Høyde og vinkeljusterbar, mål 31x30 cm (str 1), 43x36 cm (str 2-4)
Eikebeskyttere:	Klar plast
Drivringer:	Svart aluminium
Farge :	Str.1 gul Str.2 blå Str.3 grå Str.4 silver


Std. tilbehør er **uthevet** og med X i avkrysningsfelt

Tilbehør


Artikkel	Art nr
----------	--------


Camberkit		Standard, 0°	31134200	<input checked="" type="checkbox"/>	
		+3/-3°	31134201	<input type="checkbox"/>	
		+6/-6°	31134202	<input type="checkbox"/>	
<hr/>					
Lekekasse med lokk BxHxDJ 31x9x10		stl 1-4 one size	31862501	<input type="checkbox"/>	
<hr/>					
Bord		plast, grått 44x34 cm	stl 1-4 one size	31862515	<input type="checkbox"/>
		Hurtigfeste, grå plast 49x38 cm	Smal mod.	NO31A89220-01	<input type="checkbox"/>
		Hurtigfeste, grå plast 59x45 cm	Bred mod.	NO31A89220-2	<input type="checkbox"/>
Forlengerdel til Sentersøylen 80 mm		one size	31861480	<input type="checkbox"/>	
<hr/>					
Mageplate		one size	31861411	<input type="checkbox"/>	
<hr/>					
Rygg/rumpestøtte		one size	31861401	<input type="checkbox"/>	
<hr/>					
Stangsystem til hodestøt		20 cm	str 1-2	31861424-3	<input type="checkbox"/>
		33 cm	str 3-4	31861424-4	
		For hodestøtte, se egen protokoll			
Bryststøtte			str.1, fast	31861701	<input type="checkbox"/>
		20-27 x 7,5 x 11 cm	str 1	31861704	<input type="checkbox"/>
		20-27 x 7,5 x 11 cm	str 2-3	31861702	<input type="checkbox"/>
		25-32 x 10,5 x 16 cm	str 4	31861703	<input checked="" type="checkbox"/>
Bryststøtte, tykk polstring formbar			str 1	31861801	<input type="checkbox"/>
			str 2-3	31861802	<input type="checkbox"/>
			str 4	31861803	<input type="checkbox"/>


Hoftestøtte, foran		str 1	31861601	<input type="checkbox"/>
		str 2+3	31861602	<input type="checkbox"/>
		str 4	31861603	<input checked="" type="checkbox"/>


Hoftestøtte med rotasjon		stl 1	31861611	<input type="checkbox"/>
		stl 2-3	31861612	<input type="checkbox"/>
		stl 4	31861613	<input type="checkbox"/>


Hoftestøtte, bak		stl 1	31861501	<input type="checkbox"/>
		stl 2+3	31861502	<input type="checkbox"/>
		stl 4	31861503	<input type="checkbox"/>

Hoftestøtte omsluttende		Small: Omkrets 47-64 cm, H 8,5 cm	Small	31861610	<input type="checkbox"/>
		Medium: Omkrets 67-78 cm, H 11 cm	Medium	31861620	<input type="checkbox"/>
		Large: Omkrets 87-114 cm, H 14 cm	Large	31861630	<input type="checkbox"/>

Bryrstøtte omsluttende		Mål indre omkrets			
		47-64 cm	Small	31861810	<input type="checkbox"/>
		67-78 cm	Medium	31861820	<input type="checkbox"/>
		87-114 cm	Large	31861830	<input type="checkbox"/>

Trekk til omsluttende bryrstøtte		Small	31869810-160	<input type="checkbox"/>
		Medium	31869820-260	<input type="checkbox"/>
		Large	31869830-360	<input type="checkbox"/>

Mellomstykke		S 5,5x11 cm	stl 2-4	31861421	<input type="checkbox"/>
		L 5,5x16 cm	stl 2-4	31861422	<input type="checkbox"/>

Knestøtte		str 1	31861301	<input type="checkbox"/>
		str 2+3	31861302	<input type="checkbox"/>
		str 4	31861303	<input checked="" type="checkbox"/>

Knestøtte hengslet		str 1	31861311	<input type="checkbox"/>
		str 2+3	31861312	<input type="checkbox"/>



str 4

31861313

Formede fotplater

17,5 cm

str 0

3186149

21,5 cm

str 1+2

3186147

24 cm

str 3

3186148

Fotreimer, parborrelås
plastspenne

3185102

3185096

Flip-opp sandal til fotplate

str 1


31861221

str 2-3

31861222

str 4

31861223

**Delte fotplater med
flip-opp sandaler**

str 1

31861201

str 2-3

31861202

Hælstopper

BxH 10x4 cm

small

31861251

BxH 14,5x4 cm**large****31861252****Fotplate**

31 x 30 cm

Str 1

31861211

43 x 36 cm**Str 2,3,4****31861212****Drivhjul QR**

Lukket



22"

31134209

24"

31134210

26"

31134211

29"

31134212

32"

31134213

36"

31134214

Apen drivring



22"	31134204
24"	31134205
26"	31134206
29"	31134219
32"	31134207
36"	31134208

X

Notatfelt