

Convaid Rodeo Tilt

Canadian Retail Price List / Order Form

Account #: _____ Purchase Order #: _____ Date: _____
 Contact: _____ Mark For: _____

Bill To:	Ship To:
Address:	Address:
City/State/Zip:	
Phone:	City/State/Zip:
Email:	Phone:

Rodeo Tilt Standard Features:

- 5° to 45° of Adjustable Tilt
- Silver Powder Coated Frame
- One Piece Height Adjustable Push Handle
- One Piece Angle Adjustable Footplate
- 7.5 x 2" Front, 11.5 x 2.5" Rear Solid Tire
- Quick Release Rolko Rear Tires
- Single Foot Activated Wheel Lock Bar
- Zippered Pockets in Seat Bottom Upholstery
- 2-Point Positioning Belt
- Seat Depth Growth of 5"
- Elevating Legrest
- HCPCS code E1161 is only valid on size 16 (RD16)
- Tool-less Upholstery Removal
- Made in the USA

Standard Models:

	Price
<input type="checkbox"/> Rodeo RD10 - 904340	\$3,266
<input type="checkbox"/> Rodeo RD12 - 902689	\$3,266
<input type="checkbox"/> Rodeo RD14 - 902691	\$3,266
<input type="checkbox"/> Rodeo RD16 - 903134	\$3,266

All prices in CAD

Upholstery Colors

	Price
<input type="checkbox"/> Royal Blue	\$0
<input type="checkbox"/> Forest Green	\$0
<input type="checkbox"/> Cherry Red	\$0
<input type="checkbox"/> Sassy Purple	\$0
<input type="checkbox"/> Princess Pink	\$0
<input type="checkbox"/> Panther Black	\$0
<input type="checkbox"/> Chocolate Brown	\$0
<input type="checkbox"/> Aqua Blue	\$0
<input type="checkbox"/> Apple Green	\$0

RD10	RD12	RD14	RD16
903850	903850	903850	903850
903857	903857	903857	903857
903855	903855	903855	903855
903851	903851	903851	903851
903759	903759	903759	903759
903854	903854	903854	903854
904189	904189	904189	904189
904753	904753	904753	904753
904754	904754	904754	904754

Transit Required Items

	Price
<input type="checkbox"/> Transit Option (Manufacturer Installation Required)	\$270
<input type="checkbox"/> Headrest Extension	\$176
<input type="checkbox"/> Headrest Extension Hardware (Required for Headrest Extension)	N/C
<input type="checkbox"/> H-Harness with Padded Covers	\$195
<input type="checkbox"/> 3-Pt Positioning Belt	\$67
Foot Positioners - Select Size Below:	
<input type="checkbox"/> Foot Positioners - Small 7" - 10" (pair)	\$211
<input type="checkbox"/> Foot Positioners - Medium 8" - 11" (pair)	\$211
<input type="checkbox"/> Foot Positioners - Large 9" - 12" (pair)	\$211

RD10	RD12	RD14	RD16
904341	903167	903168	903169
903332	902863	900484	900138
905462	905462	905462	905462
903988	903988	903988	903988
904017	904017	904017	904017
/			
903415	903415	903415	903415
903416	903416	903416	903416
903417	903417	903417	903417

Transit Options

	Price
<input type="checkbox"/> Q'Straint Transit Lap Belt	\$121
<input type="checkbox"/> Sure-Lok Transit Lap Belt	\$121
<input type="checkbox"/> Upper Extremity Support Surface (Foam Tray) Small ^	\$205
<input type="checkbox"/> Upper Extremity Support Surface (Foam Tray) Medium ^	\$205

^ Crash tested Foam Tray with vinyl cover. Flip-Up Armrests required.

RD10	RD12	RD14	RD16
903094	903094	903094	903094
903232	903232	903232	903232
903669	903669		
		903670	903670

Pelvic Positioning

	Price
<input type="checkbox"/> 3-Pt Positioning Belt	\$67
<input type="checkbox"/> Support - General Use Cushion *1	\$324
<input type="checkbox"/> Position Cushion - Medial Thigh Support/Anti Thrust *1	\$625
<input type="checkbox"/> Align Cushion - Lateral Pelvis/Lateral Thigh Support *1	\$625
<input type="checkbox"/> Incontinence Cushion Liner (Cushion req) 1	\$97

* Solid Seat Insert included with all Cushions.
 1 Manufacturer Installation Required.

RD10	RD12	RD14	RD16
904017	904017	904017	904017
904347	904350	904353	904356
904348	904351	904354	904357
904349	904352	904355	904358
902324	902324	902324	902324

Foot & Leg Positioning

	Price
<input type="checkbox"/> Individual Angle Adjustable Footplates 1	\$240
<input type="checkbox"/> Full Padded Footbox (One-Piece Footplate Required)	\$436
<input type="checkbox"/> Foot Positioners - Small 7" - 10" (pair)	\$211
<input type="checkbox"/> Foot Positioners - Medium 8" - 11" (pair)	\$211
<input type="checkbox"/> Foot Positioners - Large 9" - 12" (pair)	\$211
<input type="checkbox"/> Legrest Extension - 2" *1	\$74
<input type="checkbox"/> Medial Thigh Support (Abductor)	\$218
<input type="checkbox"/> Lateral Thigh Support (Adductor)	\$218
<input type="checkbox"/> Calf Panel	\$83
<input type="checkbox"/> Padded Elevating Legrest Cover	\$21

RD10	RD12	RD14	RD16
	904957	904958	904959
904953	904954	904955	904956
903415	903415	903415	903415
903416	903416	903416	903416
903417	903417	903417	903417
904095	904095	904096	904097
904359	902667	902647	903140
904360	902668	902648	903141
904361	904361	904361	904361
904619	904619	904619	904619

* 2" Legrest Extension interferes with caster swivel when seat is in upright position.
 Seat must be tilted back at least 5 degrees OR Legrests must be elevated to allow caster swivel.
 1 Manufacturer installation required if model was made prior to June 2019.

<u>Trunk Positioning</u>	<u>Price</u>
<input type="checkbox"/> H-Harness with Padded Covers (3-Pt Positioning Belt Req)	\$195
Right Adj Firm Lateral Trunk Sup - Contoured (Hrdw Req)	
<input type="checkbox"/> X Small= 2.75"x 3.75" *	\$154
<input type="checkbox"/> Small = 3"x 5"	\$154
<input type="checkbox"/> Medium = 3.75"x 5.5"	\$154
<input type="checkbox"/> Large = 4.75"x 6"	\$154
Left Adj Firm Lateral Trunk Sup - Contoured (Hrdw Req)	
<input type="checkbox"/> X Small= 2.75"x 3.75" *	\$154
<input type="checkbox"/> Small = 3"x 5"	\$154
<input type="checkbox"/> Medium = 3.75"x 5.5"	\$154
<input type="checkbox"/> Large = 4.75"x 6"	\$154
<input type="checkbox"/> Right S/A Adj. Hardware for Lateral Trunk Support	\$311
<input type="checkbox"/> Left S/A Adj. Hardware for Lateral Trunk Support	\$311
<input type="checkbox"/> Full Torso Support Vest	\$342
<input type="checkbox"/> Reducer Seat Insert (Reduces Seat Width 2" & Seat Depth 1")	\$474
* RD10 requires X Small laterals.	

<u>Head Supports</u>	<u>Price</u>
<input type="checkbox"/> Padded Headwings	\$319
<input type="checkbox"/> Occi Headwings	\$305
<input type="checkbox"/> Headrest Extension	\$176
<input type="checkbox"/> Headrest Extension Hardware (Required for Headrest Extension)	N/C

<u>Frame Option</u>	<u>Price</u>
<input type="checkbox"/> Recline Option (Requires Manufacturer Installation)	\$601
<input type="checkbox"/> Height Adjustable Flip-Up Armrests (pair)	\$298
<input type="checkbox"/> Solid Side Panels	\$275
<input type="checkbox"/> Mesh Side Panels	\$193

<u>Tire Options</u>	<u>Price</u>
<input type="checkbox"/> 12.5" Rear Solid Knobby Tire	\$267
<input type="checkbox"/> 7.5" x 2" Front, 12.5" Rear Pneumatic Knobby Tire	\$402

<u>Accessories</u>	<u>Price</u>
<input type="checkbox"/> Headrest Cover (Canopy)	\$298
<input type="checkbox"/> Extended Headrest Cover - No Windows (Canopy)	\$336
<input type="checkbox"/> Extended Headrest Cover - with Windows (Canopy)	\$397
<input type="checkbox"/> Upper Extremity Support Surface (Clear Tray) ^	\$149
<input type="checkbox"/> Adj. Removable Hardware (Required for Clear Tray)	\$304
<input type="checkbox"/> Medical Necessity Storage Basket	\$398
<input type="checkbox"/> Under Seat Storage Basket - Tilt-In-Space	\$101
<input type="checkbox"/> IV Pole (height adjustable and collapsible) ²	\$201
<input type="checkbox"/> Oxygen Tank Bag	\$234
<input type="checkbox"/> Utility Bag	\$50
<input type="checkbox"/> Attendant Hand Brakes (pair) ¹	\$309
<input type="checkbox"/> Curb Tipper	\$131
<input type="checkbox"/> Caster Lock for 2" Wide Front Tires ¹	\$126
<input type="checkbox"/> Rear Anti-Tip Tubes (Pair)*	\$151
<input type="checkbox"/> Rain Cover Size 1 (Canopy Req)	\$201
<input type="checkbox"/> Rain Cover Size 2 (Canopy Req) (RD14 Extended Canopy Req)	\$201
<input type="checkbox"/> Rain Cover Size 3 (Extended Canopy Req)	\$201
<input type="checkbox"/> Mosquito Net Size 1 (Canopy req)	\$201
<input type="checkbox"/> Mosquito Net Size 2 (Canopy req) (RD14 Extended Canopy Req)	\$201
<input type="checkbox"/> Mosquito Net Size 3 (Extended Canopy req)	\$201
^ Flip-Up Armrests and Hardware required.	
*Highly recommended for users weighing 50lbs or less.	
¹ Manufacturer Installation Required.	
² Anti-tip Tubes Required	

RD10	RD12	RD14	RD16
903988	903988	903988	903988
904385	904385	904385	904385
	904071	904071	904071
	904072	904072	904072
	904073	904073	904073
904465	904465	904465	904465
	904466	904466	904466
	904467	904467	904467
	904468	904468	904468
904362	904362	904362	904362
904363	904363	904363	904363
904364	903261	903260	903259
904211	904211	904110	904110

RD10	RD12	RD14	RD16
904365	902673	902653	903147
905270	905270	905271	905271
903332	902863	900484	900138
905462	905462	905462	905462

RD10	RD12	RD14	RD16
904342	904343	904344	904345
904346	904346	904346	904346
904388	902672	902652	903145
904389	902680	902681	903146

RD10	RD12	RD14	RD16
904117	904117	904117	904117
904118	904118	904118	904118

RD10	RD12	RD14	RD16
904366	902679	902659	903152
904728	904729	904730	904731
904744	904745	904746	904747
904367	903405	903401	903402
903369	903369	903369	903369
904476	904476	904477	904477
904529	904529	904530	904530
904566	904566	904566	904566
902870	902870	902870	902870
904531	904531	904531	904531
		904370	904371
905310	905310	905310	905310
904650	904650	904650	904650
904649	904649	904649	904649
904939	904939	904939	
		904940	904940
			905283
904655	904655	904655	
		904656	904656
			905319

The Rodeo Transit option includes four manufacturer installed red wheelchair transportation anchors. The Rodeo Transit model has been crash tested and conforms to RESNA WC19 standards. Anthropomorphic Test Device weights are RD10T, RD12T 66lbs/30kg, RD14T 100lbs/45kg, and RD16T 140lbs/64kg.

The Convoid Rodeo mobility base was tested with Rodeo seating module equipped with head support, H-Harness with padded Covers, 3-point restraint system, foot positioners, and 4 transit anchor brackets.

It is Convoid's position that the wheelchair user should be transferred from the wheelchair into appropriate vehicle seating whenever possible. Please note that at this time, the Department of Transportation has not officially approved any tie-down system for a user while in a wheelchair, therefore Convoid cannot recommend a transit system.

The WC19 standard is specially designed for the wheelchair to be secured in a forward facing configuration and not in any other direction. For more information on RESNA WC-19 and WC-20 standards please visit <http://www.rercwts.pitt.edu/WC19.html>.

Standard Shipping Rates: Ground \$69 • For expedited shipping rates, please call 1-844-876-6245

Prices in CAD & subject to change, ex works Torrance, California.

Effective: 5/1/2021

Convoid
2830 California Street
Torrance, CA 90503
1 844-US-MOBILITY (844-876-6245)
www.etac.us.com

OF0102-ENG-REV.05



Le Rodeo Tilt par Convoid

Liste des prix au détail (Canadien)/formulaire de commande

de compte: _____

de commande #: _____

Date: _____

Contact: _____

Veuillez aviser: _____

Facturer à:	Envoyer à:
Adresse:	Adresse:
Ville/province/code postal:	
Téléphone:	Ville/province/code postal:
Courriel:	Téléphone:

Caractéristiques standards du Rodeo Tilt:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • De 5° à 45° d'inclinaison ajustable • Châssis argenté (application poudrée) • Poignée ajustable (un morceau) • Repose-pieds ajust. et détachables (un morceau) • Pneus avant de 7.5 x 2" et pneus arrière solides de 11.5 x 2.5" • Roues arrière Rolko détachables • Freins de roues à pied | <ul style="list-style-type: none"> • Pochettes à fermeture éclair dans le revêtement du siège • Ceinture de positionnement à 2- points • Profondeur du siège de 5' • Repose-jam • HCPCS code E1161 is only valid on size 16 (RD16) • Revêtement détachable sans outil • Fabriqué aux ÉU |
|---|--|

Modèles standards:

- Rodeo RD10 - 904340
- Rodeo RD12 - 902689
- Rodeo RD14 - 902691
- Rodeo RD16 - 903134

Prix

\$3,266
\$3,266
\$3,266
\$3,266

Tous les prix sont en devise canadienne

Couleur de revêtement

- Bleu royal
- Vert forêt
- Rouge cerise
- Mauve
- Rose princesse
- Noire panthère
- Brun chocolat
- Bleu aqua
- Vert pomme

Prix

\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0

RD10	RD12	RD14	RD16
903850	903850	903850	903850
903857	903857	903857	903857
903855	903855	903855	903855
903851	903851	903851	903851
903759	903759	903759	903759
903854	903854	903854	903854
904189	904189	904189	904189
904753	904753	904753	904753
904754	904754	904754	904754

Ajouts nécessaires pour le déplacement

- Option de transport en commun (installation du fabricant requise)
- Extension pour support-tête
- Pièce d'installation pour l'extension pour support-tête
- Harnais en H-Harness avec revêtement rembourré
- Ceinture de positionnement à 3 points d'ancrage
- Positionneurs à pieds - voir ci-dessous:
 - Positionneurs à pieds - petit 7" - 10" (la paire)
 - Positionneurs à pieds - moyen 8" - 11" (la paire)
 - Positionneurs à pieds - large 9" - 12" (la paire)

Prix

\$270
\$176
N/C
\$195
\$67
\$211
\$211
\$211

RD10	RD12	RD14	RD16
904341	903167	903168	903169
903332	902863	900484	900138
905462	905462	905462	905462
903988	903988	903988	903988
904017	904017	904017	904017
903415	903415	903415	903415
903416	903416	903416	903416
903417	903417	903417	903417

Options pour le transport en commun

- Ceinture de déplacement Q'Strain
 - Ceinture de déplacement Sure-Lok
 - Surface de support des extrémités supérieures (plateau en mousse) Petit ^
 - Surface de support des extrémités supérieures (plateau en mousse) Moyen ^
- ^ Plateau en mousse testé pour collisions avec couverture en vinyle. Appuis-bras relevables requis.*

Prix

\$121
\$121
\$205
\$205

RD10	RD12	RD14	RD16
903094	903094	903094	903094
903232	903232	903232	903232
903669	903669		
		903670	903670

Positionnement pelvien

- Ceinture de positionnement à 3-morceaux
 - Coussin de support tout usage
 - Coussin pour support des cuisses/contrôle de poussée*1
 - Coussin de support pelvien *Align* latéral/support latéral des cuisses *1
 - Doublure pour incontinence (coussin requis) ¹
- * Morceau solide inclus avec tous les coussins.
¹ Installation du fabricant nécessaire.*

Prix

\$67
\$324
\$625
\$625
\$97

RD10	RD12	RD14	RD16
904017	904017	904017	904017
904347	904350	904353	904356
904348	904351	904354	904357
904349	904352	904355	904358
902324	902324	902324	902324

Positionnement de jambes et de pieds

<input type="checkbox"/> Appui-pieds à angle ajustable ¹	Prix
<input type="checkbox"/> Boîte pour pieds rembourrée (plateau pour pieds 1-morceau requis)	\$240
<input type="checkbox"/> Positionneurs de pieds - petits 7" - 10" (la paire)	\$436
<input type="checkbox"/> Positionneurs de pieds - moyens 8" - 11" (la paire)	\$211
<input type="checkbox"/> Positionneurs de pieds - larges 9" - 12" (la paire)	\$211
<input type="checkbox"/> Extension pour repose-jambes - 2" * ¹	\$74
<input type="checkbox"/> Accessoire de soutien pour cuisses (abducteur)	\$218
<input type="checkbox"/> Accessoire de soutien latéral pour cuisses (adducteur)	\$218
<input type="checkbox"/> Panneau pour mollets*	\$83
<input type="checkbox"/> Couverture rembourrée pour repose-jambes élevées	\$21

* 2" L'extension de repose-jambes interfère avec le pivotement des roulettes lorsque le siège est en position verticale.

Le siège doit être incliné vers l'arrière d'au moins 5 degrés OU les repose-jambes doivent être élevés pour permettre le pivotement des roulettes.

¹ Installation du fabricant nécessaire si le modèle fut construit avec le mois de juin 2019.

RD10	RD12	RD14	RD16
	904957	904958	904959
904953	904954	904955	904956
903415	903415	903415	903415
903416	903416	903416	903416
903417	903417	903417	903417
904095	904095	904096	904097
904359	902667	902647	903140
904360	902668	902648	903141
904361	904361	904361	904361
904619	904619	904619	904619

Positionnement du tronc

<input type="checkbox"/> Harnais en H avec revêtement rembourré (ceinture de positionnement à 3-morceaux re Supp. latéral de tronc droit ajustable - Contouré (pièce d'installation requise)	Prix
<input type="checkbox"/> Très petit= 2.75"x 3.75" *	\$195
<input type="checkbox"/> Petit = 3"x 5"	\$154
<input type="checkbox"/> Moyen = 3.75"x 5.5"	\$154
<input type="checkbox"/> Large = 4.75"x 6"	\$154
Supp. latéral de tronc gauche ajustable - Contouré (pièce d'installation requise)	
<input type="checkbox"/> Très petit= 2.75"x 3.75" *	\$154
<input type="checkbox"/> Petit = 3"x 5"	\$154
<input type="checkbox"/> Moyen = 3.75"x 5.5"	\$154
<input type="checkbox"/> Large = 4.75"x 6"	\$154
<input type="checkbox"/> Pièce S/A pour l'ajustement du support latéral du tronc droit	\$311
<input type="checkbox"/> Pièce S/A pour l'ajustement du support latéral du tronc gauche	\$311
<input type="checkbox"/> Veste de support complet du tronc	\$342
<input type="checkbox"/> Morceau de siège réducteur (réduits la largeur du siège de 2" et la profondeur de 1")	\$474

* RD10 requiert un support latéral taille petit.

RD10	RD12	RD14	RD16
903988	903988	903988	903988
904385	904385	904385	904385
	904071	904071	904071
	904072	904072	904072
	904073	904073	904073
904465	904465	904465	904465
	904466	904466	904466
	904467	904467	904467
	904468	904468	904468
904362	904362	904362	904362
904363	904363	904363	904363
904364	903261	903260	903259
904211	904211	904110	904110

Support-tête

<input type="checkbox"/> Coussin latéral rembourré	Prix
<input type="checkbox"/> Coussin latéral Occi	\$319
<input type="checkbox"/> Rallonge pour support-tête	\$305
<input type="checkbox"/> Pièce d'installation pour la rallonge pour support-tête (requis pour la rallonge pour support-tête)	\$176
	N/C

RD10	RD12	RD14	RD16
904365	902673	902653	903147
905270	905270	905271	905271
903332	902863	900484	900138
905462	905462	905462	905462

Options du châssis

<input type="checkbox"/> Option d'inclinaison (installation du fabricant nécessaire)	Prix
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables réglables en hauteur (paire)	\$601
<input type="checkbox"/> Panneaux latéraux solides	\$298
<input type="checkbox"/> Panneaux latéraux en maille	\$275
	\$193

RD10	RD12	RD14	RD16
904342	904343	904344	904345
904346	904346	904346	904346
904388	902672	902652	903145
904389	902680	902681	903146

Options de pneus

<input type="checkbox"/> Pneus arrière solides à crampons de 12.5" *	Prix
<input type="checkbox"/> Pneus avant de 7.5" x 2" et pneus pneumatiques arrière à crampons de 12.5" **	\$267
	\$402

RD10	RD12	RD14	RD16
904117	904117	904117	904117
904118	904118	904118	904118

Accessoires

<input type="checkbox"/> Couvre support-tête de base (canopée)	Prix
<input type="checkbox"/> Couvre support-tête rallongé - sans ouverture (canopée)	\$298
<input type="checkbox"/> Couvre support-tête rallongé - avec ouvertures (canopée)	\$336
<input type="checkbox"/> Plateau tout-usage (plateau transparent) ^	\$397
<input type="checkbox"/> Pièce d'installation ajustable et amovible (requis pour le plateau transparent)	\$149
<input type="checkbox"/> Panier de rangement pour outils médicaux	\$304
<input type="checkbox"/> Panier de rangement sous le siège - inclinable	\$398
<input type="checkbox"/> Pôle à IV (ajustable en hauteur et rétractable) ²	\$101
<input type="checkbox"/> Sac pour réservoir d'oxygène	\$201
<input type="checkbox"/> Sac tout-usage	\$234
<input type="checkbox"/> Frein à main pour préposé	\$50
<input type="checkbox"/> Morceau de sécurité pour trottoir	\$309
<input type="checkbox"/> Frein pour pneus avant larges de 2" ¹	\$131
<input type="checkbox"/> Tubes anti-basculément arrière (la paire)*	\$126
<input type="checkbox"/> Couvre pluie (grandeur 1)(la canopée est requise)	\$151
<input type="checkbox"/> Couvre pluie (grandeur 2)(la canopée rallongée RD14 est requise)	\$201
<input type="checkbox"/> Couvre pluie (grandeur 3)(la canopée rallongée est requise)	\$201
<input type="checkbox"/> Filet antimoustiques (grandeur 1)(la canopée est requise)	\$201
<input type="checkbox"/> Filet antimoustiques (grandeur 2)(la canopée est requise)(la canopée rallongée CX14 est requise)	\$201
<input type="checkbox"/> Filet antimoustiques (grandeur 3)(la canopée rallongée est requise)	\$201

^ Accoudoirs relevables et pièce d'installation requis.

*Fortement recommandé pour utilisateurs pesant 50 lb ou moins.

¹ Installation du fabricant nécessaire

² Tubes anti-basculés requis.

RD10	RD12	RD14	RD16
904366	902679	902659	903152
904728	904729	904730	904731
904744	904745	904746	904747
904367	903405	903401	903402
903369	903369	903369	903369
904476	904476	904477	904477
904529	904529	904530	904530
904566	904566	904566	904566
902870	902870	902870	902870
904531	904531	904531	904531
		904370	904371
905310	905310	905310	905310
904650	904650	904650	904650
904649	904649	904649	904649
904939	904939	904939	
		904940	904940
			905283
904655	904655	904655	
		904656	904656
			905319

L'option Rodeo Transit comprend quatre ancrages de transport pour fauteuil roulant rouges installés par le fabricant. Le modèle Rodeo Transit a été testé contre les chocs et est conforme aux normes RESNA WC19. Les poids des dispositifs de test anthropomorphes sont les suivants: RD10T, RD12T 66lbs / 30kg, RD14T 100lbs / 45kg et RD16T 140lbs / 64kg.

La base de mobilité Convoid Rodeo a été testée avec un module d'assise Rodeo équipé d'un support de tête, un harnais en H avec des coussins rembourrés, un système de retenue à 3 points, des positionneurs de pied et 4 supports d'ancrage de transport.

La position de Convoid est que l'utilisateur de fauteuil roulant soit transféré du fauteuil roulant vers les sièges appropriés du véhicule dans la mesure du possible. Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, le ministère des Transports n'a officiellement approuvé aucun système d'arrimage pour un utilisateur en fauteuil roulant. Par conséquent, Convoid ne peut recommander un système de transport en commun.

La norme WC19 est spécialement conçue pour que le fauteuil roulant soit fixé dans une configuration orientée vers l'avant et non dans aucune autre direction. Pour plus d'informations sur les normes RESNA WC-19 et WC-20, veuillez visiter <http://www.recrwts.pitt.edu/WC19.html>.

Frais standards de livraison: 69\$ au sol • pour les frais de transport accéléré, veuillez appeler le 1-844-876-6245

2830 rue California., Torrance, CA 90503 • 1-844-876-6245, 310-618-0111 • Fax: 310-618-2166

Les prix sont en devise canadienne et sont sous réserve de modifications, usine d'envoi Torrance, Californie.

En place dès: 11/06/2020

www.convoid.com

OF0102-FRE-REV.05

 **etac**[®]
Creating Possibilities